



MINIVIDAS®

Simplemente confiable



PIONEERING DIAGNOSTICS

MINI VIDAS®

Simplemente confiable



Con **MINI VIDAS®** su laboratorio puede realizar pruebas de manera simple y rápida, en una unidad autónoma que ahorra espacio. Su concepto fácil de usar Load & Go significa que sus equipos pueden procesar hasta 36 pruebas por hora. También ofrece una excelente fiabilidad, con un MBTF (1) de más de 1.100 días.

Diseño mejorado para una mayor comodidad del usuario

DISEÑO

- Agiliza su flujo de trabajo optimizando la carga de prueba
- Aumentar la facilidad de uso para la entrada de datos y la presentación de informes de los resultados de los pacientes
- Solución compacta con computadora e impresora integradas


CONFIABLE

- Sistema robusto (MTBF⁽¹⁾) > 1,100 días)
- Concepto de unidad, reactivos listos para su uso.
- Identificación automatizada con código de barras
- Solo cargar y listo

FLEXIBLE

- Dos secciones independientes de 6 pruebas
- Procesamiento de diferentes parámetros simultáneamente
- Kits para diferentes volúmenes de pruebas (30 o 60 pruebas)
- 100 parámetros disponibles ⁽²⁾

	MINI VIDAS®
Peso	40 kg (88 lbs)
Voltaje	100-240 VAC
Consumo eléctrico	1.5-0.8 A
Frecuencia	50-60 Hz
Poder	150 Watts



* SPR: Receptáculo de fase sólida

(1) MTBF - Siglas en inglés (Mean Time Between Failure) Tiempo medio entre fallos

(2) Lista de ensayos registrados en cada país

